



PRESSEMITTEILUNG

TS1 Zungenfeen schulen Praxisteams

Karlsruhe, 05.04.2016: Seit Oktober letzten Jahres erobert der TS1 Zungensauger die dentale Welt. Jetzt gibt es noch charmante Begleitung zum Sauger – die TS1 Zungenfeen.

Das Thema Zungenreinigung im Rahmen der PZR wurde bislang in den Zahnarztpraxen vernachlässigt: zu aufwendig, zu kompliziert und dann auch noch unangenehm für den Patienten. Dabei finden sich über 60% aller Bakterien im Mundraum auf der Zunge und bilden somit ein gefährliches Reservoir für bakterielle Folgeerkrankungen an Zähnen und Zahnfleisch sowie für Mundgeruch.

Hier gibt es ab sofort die Lösung **exklusive für die Zahnarztpraxis**: Der TS1 Zungensauger wird einfach auf den Speichelsauger der Behandlungseinheit aufgesteckt und entfernt dann in weniger als einer Minute effektiv und schonend bakterielle Zungenbeläge. Der TS1 ist somit die ideale Ergänzung bei jeder professionellen Zahnreinigung – die „PZRplus“. Auch im Rahmen der **Full Mouth Desinfection** sowie der **Halitosis-Therapie** kann der TS1 perfekt eingesetzt werden. Zungenbelag nimmt mit ca. 57,3 % (laut Quirynen et al. 2009) eine führende Rolle bei den intraoralen Ursachen für Halitosis ein.

Schnelle und effiziente Anwendungsschulung

Die TS1 Zungenfeen kommen als Botschafterinnen in die Praxis und schulen Ihr Prophylaxe-Team schnell und effizient:

- Warum ist Zungenreinigung im Rahmen der individuellen Mundgesundheitscoachings so wichtig?
- Wie benutze ich den TS1 überhaupt?
- Welche Einsatzgebiete gibt es für den TS1?

Informationen zum Produkt, Anwendung oder Praxisschulungen: info@ts-1.com

Hier kommen Sie direkt zum **Anwendungsvideo**:
<http://ts-1.com/Wissenschaft/Schulungsfilme.php>

ONLINE-SHOP:

<http://ts1.whitecross-shop.de> oder über www.ts-1.com.

PRESSEKONTAKT:

Stephanie Sobola
TSpro GmbH
Ottostr. 18 / 76227 Karlsruhe
Tel: 0721 / 942 49 857
Email: presse@ts-1.com
www.ts-1.com

05.04.2016/sob

Belegexemplar bei Veröffentlichung erbeten.